


Férula de mano Preemie

La férula de mano Preemie de Bionix® ayuda a los profesionales de atención médica a prevenir el posicionamiento cortical del pulgar sin requerir el uso de recursos hospitalarios y el empleo de tiempo para crear un dispositivo personalizado.



PROBLEMA

Prevenir o solucionar la colocación del pulgar dentro del puño implica un período considerable de trabajo con el bebé o la creación de una férula casera que sea segura y cómoda.

SOLUCIÓN

La férula de mano Preemie es un dispositivo simple, prefabricado que calza con comodidad en las manos de los bebés, para prevenir o solucionar el posicionamiento cortical del pulgar.

RESULTADOS

Estimulación suave pero eficaz para el posicionamiento saludable de las manos que produce una formación correcta de la articulación, lo cual lleva al desarrollo normal de las habilidades motrices.

OFERTA DE PRODUCTOS

N.º 1150 - 5 férulas de mano Preemie/caja



Rx ONLY

MADE IN THE U.S.A.



SOLUCIONES INNOVADORAS PARA LOS PROBLEMAS DE TODOS LOS DÍAS

800.551.7096 • www.bionix.com

©2020 Bionix Development Corp. | MKT-0043-ES | Rev. A