


# Férula de mano Preemie

La férula de mano Preemie de Bionix® ayuda a los profesionales de atención médica a prevenir el posicionamiento cortical del pulgar sin requerir el uso de recursos hospitalarios y el empleo de tiempo para crear un dispositivo personalizado.



## PROBLEMA

Prevenir o solucionar la colocación del pulgar dentro del puño implica un período considerable de trabajo con el bebé o la creación de una férula casera que sea segura y cómoda.

## SOLUCIÓN

La férula de mano Preemie es un dispositivo simple, prefabricado que calza con comodidad en las manos de los bebés, para prevenir o solucionar el posicionamiento cortical del pulgar.

## RESULTADOS

Estimulación suave pero eficaz para el posicionamiento saludable de las manos que produce una formación correcta de la articulación, lo cual lleva al desarrollo normal de las habilidades motrices.

## OFERTA DE PRODUCTOS

N.º 1150 - 5 férulas de mano Preemie/caja



Rx ONLY

MADE IN  
THE U.S.A.



SOLUCIONES INNOVADORAS PARA LOS PROBLEMAS DE TODOS LOS DÍAS

800.551.7096 • [www.bionix.com](http://www.bionix.com)

©2020 Bionix Development Corp. | MKT-0043-ES | Rev. A