

# Lighted Ear Curette™ con aumento

Las Lighted Ear Currettes de Bionix® combinan iluminación y aumento para ayudar a los profesionales de atención médica a ahorrar tiempo para ver y remover con seguridad el cerumen del canal auditivo.



## PROBLEMA

El legrado de los oídos requiere utilizar tres manos. Una mano para sujetar la cabeza del paciente y enderezar el canal auditivo, otra para maniobrar la legra y la tercera, para orientar una luz con el fin de no escharbar a ciegas dentro del oído.

## SOLUCIÓN

La legra Lighted Ear Curette con aumento ilumina intensamente el canal auditivo para eliminar la práctica del legrado a ciegas en una zona sensible.

## RESULTADOS

La visualización total reduce la duración del procedimiento y aumenta su eficacia.

*“Las Lighted Ear Currettes de Bionix realmente han cambiado nuestra profesión. Podemos limpiar oídos con rapidez y sin dolor. ¡Nos encantan!”* - Nancy Van Keuls, médica.

## POSIBLE REEMBOLSO (SOLO EN EE. UU.)

Código de terminología actualizada de procedimientos médicos (CPT, por sus siglas en inglés) / Descripción  
**69210** - Para posible reembolso de cerumen impactado.



Obelis s.a • Boulevard Général Wahis 53 • 1030 Bruselas, BÉLGICA  
Tel.: +(32) 2.732.59.54 • Fax: +(32) 2.732.60.03 • Correo electrónico: mail@obelis.net  
Bionix LLC • Bionix LLC • 1670 Indian Wood Circle, Maumee, Ohio 43537, EE. UU.  
Teléfono: +1 419.727.8421 • Fax: +1 800.455.5678 • www.Bionix.com



SOLUCIONES INNOVADORAS PARA LOS PROBLEMAS DE TODOS LOS DÍAS

800.551.7096 • [www.bionix.com](http://www.bionix.com)

©2021 Bionix LLC | INTL-0034-ES | Rev. C

# Lighted Ear Curette™ con aumento

## OFERTA DE PRODUCTOS



**Lighted AngleLoop® | N.º 2210**  
Bucle de 4 mm en ángulo, similar a AngleLoop® Safe Ear Curette™ roja.



**Lighted MicroLoop® | N.º 2220**  
Bucle de 3 mm de diámetro, similar a MicroLoop® Safe Ear Curette™ verde.



**Lighted WaveCurette™ | N.º 2230**  
Nueva boquilla de 2,5 mm de ancho ondeada.



**Lighted FlexLoop® | N.º 2240**  
Boquilla de 4 mm de ancho, similar a FlexLoop® Safe Ear Curette™ blanca.



**Lighted CeraSpoon® | N.º 2250**  
Boquilla de 4 mm de ancho, similar a CeraSpoon® Safe Ear Curette™ amarilla.



**Lighted InfantScoop® | N.º 2260**  
Boquilla de 2 mm de ancho, similar a InfantScoop® Safe Ear Curette™ azul.



**Lighted VersaLoop® | N.º 2270**  
Boquilla de 3 mm de ancho, similar a VersaLoop® Safe Ear Curette™ violeta.



**Lighted CeraPik® | N.º 2280**  
Boquilla cóncava de 2,5 mm en ángulo de 45°. Ideal para cerumen duro e impactado y para cuerpos extraños.

## PAQUETES ESTÁNDAR

(50 unidades por caja + 1 fuente de iluminación + 1 lente de aumento)

N.º 2210 - Lighted AngleLoop®  
N.º 2220 - Lighted MicroLoop®  
N.º 2230 - Lighted WaveCurette™  
N.º 2240 - Lighted FlexLoop®  
N.º 2250 - Lighted CeraSpoon®  
N.º 2260 - Lighted InfantScoop®  
N.º 2270 - Lighted VersaLoop®  
N.º 2280 - Lighted CeraPik®  
N.º 2245 - Paquete surtido (incluye todos los tipos de boquillas, excepto CeraPik®)

## PAQUETES CLÍNICOS

(200 unidades por caja + 4 fuentes de iluminación + 4 lentes de aumento)

N.º 2201 - Paquete clínico Lighted AngleLoop®  
N.º 2202 - Paquete clínico Lighted MicroLoop®  
N.º 2203 - Paquete clínico Lighted WaveCurette™  
N.º 2204 - Paquete clínico Lighted FlexLoop®  
N.º 2205 - Paquete clínico Lighted CeraSpoon®  
N.º 2206 - Paquete clínico Lighted InfantScoop®  
N.º 2207 - Paquete clínico Lighted VersaLoop®  
N.º 2208 - Lighted CeraPik®  
N.º 2209 - Paquete surtido (incluye todos los tipos de boquillas, excepto CeraPik®)

*“La variedad de tamaños y formas de las boquillas hace que remover la cera de los oídos sea más fácil que nunca”. - Carl A. Moritz, Jr., médico*



Patente de EE. UU. n.º D524939

SOLUCIONES INNOVADORAS PARA LOS PROBLEMAS DE TODOS LOS DÍAS

800.551.7096 • [www.bionix.com](http://www.bionix.com)