

# Fijamos el estándar de la fiabilidad. De nuevo.



## Modelo 8500

### Pulsioxímetro portátil

Como profesional de SME, usted espera unos elevados estándares en los equipos que utiliza. Ahora, sucede lo mismo en el sector: el estándar conocido como IEC 60601-2, Edición 4 entró en vigor el 1 de enero de 2019.

Cualquier dispositivo nuevo o actualizado debe cumplir esos requisitos para que su uso pueda indicarse en los SME.

Si dispone de un pulsioxímetro portátil, éste cumple los requisitos que existían cuando se compró. Pero el nuevo estándar es más riguroso en diversos aspectos. Éste es un buen momento para comprobar la conformidad de sus dispositivos—y para echar un vistazo al Modelo 8500 actualizado de Nonin.

Los profesionales sanitarios prehospitalarios cuentan con Model 8500 para realizar mediciones fiables de pulsioximetría en cualquier situación. Con actualizaciones dentro y fuera, es nuestro mejor dispositivo portátil hasta la fecha, listo para SME.

# Mediciones fiables. Sin importar dónde.

## Fabricación resistente, para el ámbito de los SME

Si usted tiene un Model 8500 reciente, puede que éste ya sea totalmente conforme a IEC 60601-2 Edición 4. Si tiene un modelo más antiguo o de otra marca, o si desea asegurarse de estar cubierto, considere el Model 8500 actualizado. Cumple todas las especificaciones IEC 60601-1-2 en cuanto a:

- Protección frente a entrada de agua
- Resistencia a interferencias electromagnéticas (RF)
- Tolerancia a amplias fluctuaciones de temperatura ambiente
- Precisión en movimiento y en situaciones de baja perfusión



## Características probadas en campo

### Resultados de confianza

- |  |  |   |   |
|--|--|---|---|
|  | Incorpora la tecnología de pulsioximetría Nonin PureSAT®, clínicamente probada |  | Proporciona hasta 160 horas de funcionamiento con 6 baterías AA (con pantalla atenuada) |
|  | Compatible con una completa y fiable gama de sensores Nonin PureLight®         |  | El indicador de perfusión tricolor informa inmediatamente sobre la calidad del pulso    |
|  | Para exploraciones puntuales o como monitorización continuada de la SpO2       |  | Diseño y fabricación resistentes, con el respaldo de 3 años de garantía                 |

**Nonin Medical, Inc.**  
13700 1st Avenue North  
Plymouth, MN • 55441-5443 • USA

**Tel:** +1.763.553.9968 1.800.365.8874  
**Fax:** +1.763.577.5521  
**Email:** info@nonin.com

**Nonin Medical B.V.**  
Doctor Paul Janssenweg 150  
5026 RH Tilburg • Netherlands

**Tel:** +31 (0)13 – 45 87 130  
**Email:** infointl@nonin.com



©2019 Nonin Medical, Inc. Todas las marcas registradas son propiedad de Nonin Medical Inc. a menos que se indique lo contrario.  
M19-032-01

CE 0123   Rx Only